

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Pten-S380/T382/T383 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0001402



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin Phospho-PTEN-S380/T382/T383 détecte la PTEN endogène phosphorylée au niveau des résidus S380/T382/T383. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie PI3K-AKT et les gènes suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5728
GeneID	5728
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S380 & T383 de la protéine humaine Phospho-PTEN-S380/T382/T383 (NP_000305.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet de glace