

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pten (Ser380) Pour Wb Et Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0000651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre un phosphopeptide synthétique autour de la S380 du PTEN humain. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le PTEN humain, de souris et de rat phosphorylé en S380. Idéal pour l'étude de la phosphorylation du PTEN dans la signalisation PI3K/AKT et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PTEN-S380 Lapin pAb
Remarques/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5728
ID de gène	5728
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S380 du PTEN humain (NP_000305.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace