


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ptk2B (Y402) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Numéro d'article: CM0001514



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de PTK2B phosphorylée sur la tyrosine 402. Validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte PTK2B dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude de la signalisation par les intégrines, la migration cellulaire et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PTK2B-Y402 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2185
GeneID	2185
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de Y402 de la PTK2B humaine (NP_004094.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14289
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace