

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Ptpa-Y789 Pour Wb, Elisa - P18433

Numéro d'article: CM0000507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PTPRA-Y789 de haute qualité pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec PTPRA humain, souris et rat. Utile pour la recherche sur les adhésions focales médiées par les intégrines et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-PTPRA-Y789 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalph; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5786
GeneID	5786
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y789 de PTPRA humain (NP_543030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18433
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace