

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Raf1-S259 Pour Wb Et Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0001530



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Raf1-S259 pour Western blot (WB) et ELISA ; détecte la RAF1 humaine et de rat phosphorylée sur la sérine 259. Convient pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK, de la prolifération cellulaire et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Raf1-S259 (mAb)
Remarques/Alias	NS5 ; CRAF ; Raf-1 ; c-Raf ; CMD1NN ; Phospho-Raf1-S259
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5894
GeneID	5894
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique centré sur S259 de la RAF1 humaine (P04049)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04049
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace