

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Raf1 (S259) Pour Wb, Ip, Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0000442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la Raf1 phosphorylée sur la Ser259. Validé pour WB, IP et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK, de l'apoptose et de la transformation oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Raf1-S259 Lapin pAb
Remarques/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
Espèce	Humain
GeneID	5894
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S259 du Phospho-Raf1-S259 humain (NP_002871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04049
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace