

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Raf1-S621 Pour Wb, Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0000569



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant la Raf1 humaine (c-Raf) phosphorylée sur la sérine 621. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Idéal pour les études de signalisation MAPK/ERK et la recherche oncologique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-Raf1-S621 Rabbit mAb                                                            |
| Remarques/Alias      | NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 5894                                                                                    |
| GeneID               | 5894                                                                                    |
| Immunogène           | Peptide phosphorylé synthétique autour de S621 de la Phospho-Raf1-S621 humaine (P04049) |
| Source               | Lapin                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                  |
| Application          | WB, ELISA                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Rat                                                                             |
| SWISS                | P04049                                                                                  |
| Poids de la protéine | 73kDa                                                                                   |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                         |