

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Raf1 (Ser621) - P04049

Numéro d'article: CM0001876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la Raf1 phosphorylée sur la Ser621. Validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Reconnaît la Raf1 humaine, une kinase clé dans la signalisation MAPK et l'oncogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-Raf1-S621
Remarques/Alias	NS5 ; CRAF ; Raf-1 ; c-Raf ; CMD1NN ; Phospho-Raf1-S621
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5894
GeneID	5894
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S621 de la Phospho-Raf1-S621 humaine (NP_002871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P04049
Poids Moléculaire Protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace