

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Raptor-Ser792 Pour Wb Et Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0000850



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Raptor phosphorylée (Ser792) pour le Western blot et l'ELISA. Validé chez l'humain et la souris, cet anticorps surveille l'activation de la voie mTORC1 ; convient pour la recherche sur le métabolisme cancéreux et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Phospho-Raptor-Ser792
Remarques/Alias	KOG1; Mip1; Phospho-Raptor-Ser792
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57521
GeneID	57521
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S792 de RPTOR humain (NP_065812.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N122
Poids moléculaire	149kDa
Expédition	Sac de glace