


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Rb-S780 Pour Ihc-P, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0001144



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la RB1 humaine phosphorylée sur Ser780. Adapté aux applications IHC-P et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-RB-S780
Remarques/Alias	RB ; pRb ; OSRC ; pp110 ; p105-Rb ; PPP1R130 ; p110-RB1 ; Phospho-RB-S780
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5925
Identifiant du gène	5925
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S780 de la RB humaine (P06400)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06400
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace