


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Rb (S795) Pour Wb - P06400

Numéro d'article: CM0001548



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-RB-S795 spécifique de la protéine du rétinoblastome phosphorylée sur Ser795, validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Phospho-RB-S795 Rabbit pAb                                                       |
| Remarques/Alias    | RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795               |
| Espèce             | Humain                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 5925                                                                             |
| GeneID             | 5925                                                                             |
| Immunogène         | Un peptide phosphorylé synthétique autour de S795 de la RB humaine (NP_000312.2) |
| Source             | Lapin                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Phosphorylés                                                           |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                              |
| SWISS              | P06400                                                                           |
| Poids Protéique    | 106kDa                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                     |