


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Rb-S807/811 Pour Wb - P06400

Numéro d'article: CM0001031



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-RB-S807/811 détecte la RB phosphorylée au niveau S807/811 chez l'homme et la souris, adapté pour WB, IP, IF/ICC, IF-P et ELISA, soutenant les études sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-RB-S807/811
Remarques/Alias	RB ; pRb ; OSRC ; pp110 ; p105-Rb ; PPP1R130 ; p110-RB1 ; Phospho-RB-S807/811
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5925
Identifiant du gène	5925
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S807 & S811 de la RB humaine (NP_000312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06400
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace