


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Rb (Ser780) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0001041



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RB phosphorylée (Ser780). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec la RB humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-RB-S780 pAb de Lapin
Remarques/Alias	RB ; pRb ; OSRC ; pp110 ; p105-Rb ; PPP1R130 ; p110-RB1 ; Phospho-RB-S780
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5925
GeneID	5925
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06400
Poids Moléculaire Protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace