


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Rb1 (S780) Pour Wb, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0001744



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre RB1 (S780). Validé pour le Western blot et l'ELISA avec des échantillons humains et de rat. Soutient l'étude du contrôle du cycle cellulaire et des voies des supprimeurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-RB-S780
Remarques/Alias	RB ; pRb ; OSRC ; pp110 ; p105-Rb ; PPP1R130 ; p110-RB1 ; Phospho-RB-S780
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5925
Identifiant du gène	5925
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phospho correspondant aux résidus entourant S780 de la RB humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P06400
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace