

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ret (Tyr905) Pour Wb & Elisa - P07949

Numéro d'article: CM0000856



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-RET (Tyr905) (WB, ELISA) détecte le RET humain phosphorylé sur la tyrosine 905, une tyrosine kinase réceptrice cruciale pour la prolifération, la migration et la survie cellulaires. Convient pour les études en oncologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Ret-Y905 pAb de Lapin
Remarques/Alias	PTC ; MTC1 ; HSCR1 ; MEN2A ; MEN2B ; CDHF12 ; CDHR16 ; RET-ELE1 ; Phospho-Ret-Y905
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5979
GeneID	5979
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y905 du Ret humain (NP_066124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P07949
Poids Protéique	124kDa
Expédition	Sac de glace