


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Pour Wb, Elisa - Q13546

Numéro d'article: CM0001043



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-Phospho-RIPK1 (S166) validé pour WB et ELISA. Détecte la RIPK1 humaine phosphorylée sur la sérine 166. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire et la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-RIPK1-S166
Remarques/Alias	RIP ; RIP1 ; AIEFL ; IMD57 ; RIP-1 ; Phospho-RIPK1-S166
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8737
Identifiant du gène	8737
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide phosphorylé synthétique autour de S166 de la RIPK1 humaine (NP_003795.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13546
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace