


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Pour Wb Et Elisa - Q13546

Numéro d'article: CM0001155



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la RIPK1 phosphorylée sur la Ser166 (humain, souris). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier l'apoptose médiée par le TNF, la nécroptose et les voies de signalisation inflammatoires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin Phospho-RIPK1/RIP-S166                                                        |
| Remarques/Alias                  | RIP ; RIP1 ; AIEFL ; IMD57 ; RIP-1 ; Phospho-RIPK1/RIP-S166                                |
| Espèce                           | Humain                                                                                     |
| Identifiant du gène              | 8737                                                                                       |
| Immunogène                       | Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S166 de la RIPK1/RIP humaine (NP_003795.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                                     |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                             |
| SWISS                            | Q13546                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 76 kDa                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                               |