


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Rpa2-Ser33 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Numéro d'article: CM0000857



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique dirigé contre la protéine RPA2 humaine phosphorylée au niveau de la Ser33, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la RPA2 de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de réplication, de réparation et de signalisation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-RPA2-Ser33 Rabbit mAb
Remarques/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Espèce	Humain
GeneID	6118
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la Ser33 de la RPA2 humaine (NP_002937.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15927
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace