


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Rpa2 (T21) Pour Wb, Elisa - P15927

Numéro d'article: CM0000894



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la RPA2 humaine phosphorylée sur T21. Convient pour le WB et l'ELISA. Réagit croisée avec l'humain et le rat ; détecte une bande à 29 kDa. Idéal pour les études sur les dommages à l'ADN et la réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-RPA2-T21
Remarques/Alias	REPA2 ; RPA32 ; RP-A p32 ; RP-A p34 ; Phospho-RPA2-T21
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6118
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de T21 de la RPA2 humaine (P15927)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15927
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace