


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Rps6 (Ser235) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0001655



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-RPS6 (Ser235) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la S6 phosphorylée chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études de croissance et de prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-RPS6-S235
Remarques/Alias	S6 ; eS6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6194
GenelD	6194
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S235 de la RPS6 humaine (NP_001001.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace