

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Rps6Ka5-S376 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75582

Numéro d'article: CM0001028



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre RPS6KA5 (MSK1) phosphorylé au niveau du Ser376. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par kinases et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-RPS6KA5-S376 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-S376
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9252
GeneID	9252
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S376 de RPS6KA5 humain (NP_004746.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75582
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace