


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-S6 Protéine Ribosomique (Rps6)-S235/236 Pour Wb, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0000710



Introduction

pAb de lapin anti-Phospho-S6 Protéine Ribosomique (RPS6)-S235/236 pour WB, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Détecte la RPS6 phosphorylée sur Ser235/236. Idéal pour les études sur la croissance cellulaire et le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-S6 Protéine Ribosomique (RPS6)-S235/236
Remarques/Alias	S6 ; eS6 ; Phospho-S6 Protéine Ribosomique (RPS6)-S235/236
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6194
GeneID	6194
Immunogène	Peptide synthétique autour de S235 & S236 de la RPS6 humaine (NP_001001.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace