

Anti-Phospho-S6 Protéine Ribosomique (Rps6)-S240/244 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0000650



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte les niveaux endogènes de RPS6 uniquement lorsqu'elle est phosphorylée sur Ser240/244. Convient pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Un outil de recherche pour les voies de croissance et de prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-S6 Protéine Ribosomique (RPS6)-S240/244 Lapin pAb
Remarques/Alias	S6 ; eS6 ; Phospho-S6 Protéine Ribosomique (RPS6)-S240/244
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6194
GeneID	6194
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique phosphorylé autour de S240 & S244 de la RPS6 humaine (NP_001001.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace