


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Smad2-S250 Pour Wb, Elisa - Q15796

Numéro d'article: CM0001721



Introduction

mAc Lapin Phospho-Smad2-S250 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec Smad2 humain et de souris, phosphorylé sur la sérine 250. Idéal pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Phospho-Smad2-S250
Remarques/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Phospho-Smad2-S250
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S250 de Smad2 humain (Q15796).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15796
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace