


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Smad2-S465/S467 Pour Wb - Q15796

Numéro d'article: CM0001197



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant SMAD2 phosphorylé au niveau de S465/S467. Validé pour le transfert Western (WB) et le test ELISA ; présente une réactivité croisée avec SMAD2 humain et murin. Idéal pour les études de signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-Smad2-S465/S467 AcM de lapin
Remarques/Alias	JV18 ; LDS6 ; CHTD8 ; MADH2 ; MADR2 ; JV18-1 ; hMAD-2 ; hSMAD2 ; Phospho-Smad2-S465/S467
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S465 & S467 de SMAD2 humain (NP_005892.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15796
Poids moléculaire protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace