


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Smad2 (Ser467) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15796

Numéro d'article: CM0001062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre phospho-Smad2 (Ser467), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le transducteur de signal phosphorylé TGF-bêta/activine dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Smad2-S467 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S467 du Smad2 humain (NP_001003652.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sachet de glace