


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad3 (S423/S425) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0000783



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Smad3 pS423/pS425. Validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour l'étude des cascades de signalisation TGF-beta/activine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Phospho-Smad3-S423/S425
Remarques / Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4088
ID du gène	4088
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S423 et S425 du Smad3 humain (P84022).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace