


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad3 (S423/S425) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0001513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la protéine SMAD3 humaine phosphorylée au niveau des résidus S423/S425. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation TGF-beta et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Espèce	Humain
GeneID	4088 (Humain)
Immunogène	Peptide phospho synthétique correspondant aux résidus autour de S423/S425 de la SMAD3 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace