


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Smad3-T179 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0000498



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-Smad3 (Thr179) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le Smad3 humain, souris, rat. Essentiel pour la signalisation TGF-bêta, la régulation de la transcription et la recherche sur les maladies. Réactif spécifique aux phosphoprotéines fiable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Smad3-T179 Lapin pAb
Remarques/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4088
GeneID	4088
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T179 de Smad3 humain (NP_005893.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace