


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Smad5 (S463/S465) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0000787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de Smad5 phosphorylé (S463/S465). Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation BMP, la différenciation cellulaire et le développement embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4090
GeneID	4090
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S463 et S465 du Phospho-Smad5-S463/S465 humain (NP_005894.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99717
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace