

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Smc1 (S957) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

Numéro d'article: CM0001726



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMC1A phosphorylée sur S957, validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la cohésine, la réparation de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-SMC1-S957
Remarques/Alias	SMC1 ; SMCB ; CDLS2 ; DEE85 ; SB1.8 ; EIEE85 ; SMC1L1 ; DXS423E ; SMC1alpha ; Phospho-SMC1-S957
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	8243
ID du Gène	8243
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S957 de SMC1A humaine (NP_006297.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14683
Poids Moléculaire Protéique	143 kDa
Expédition	Sac de glace