

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Smo (S611/S615) Pour Wb, Elisa - Q99835

Numéro d'article: CM0001414



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-SMO-S611/615 reconnaît spécifiquement le smoothened (SMO) humain doublement phosphorylé sur Ser611/615. Convient pour les applications de Western blot et ELISA dans la recherche sur la signalisation Hedgehog. Swiss-Prot : Q99835.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Phospho-SMO-S611/615 Lapin pAb
Remarques/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6608
GeneID	6608
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99835
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace