

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Smo (S611/S615/S616) Pour Wb, Elisa - Q99835

Numéro d'article: CM0001998



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du SMO humain phosphorylé aux positions S611, S615 et S616. Validé pour le Western blot et l'ELISA, adapté aux études de signalisation Hedgehog. Réagit avec la protéine smoothened humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-SMO-S611/615/616
Remarques/Alias	Gx ; CRJS ; PHLS ; SMOH ; FZD11 ; Phospho-SMO-S611/615/616
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6608
GeneID	6608
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99835
Poids moléculaire protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace