


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Sqstm1/P62-S349 Pour Wb, Elisa - Q13501

Numéro d'article: CM0000419



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-SQSTM1/p62-S349 validé pour WB et ELISA. Détecte la SQSTM1/p62 endogène phosphorylée sur Ser349 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-SQSTM1/p62-S349 Lapin pAb
Remarques/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Phospho-SQSTM1/p62-S349
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8878
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S349 de la SQSTM1/p62 humaine (NP_003891.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13501
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace