


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Src Family (Y416) Pour Wb, Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Numéro d'article: CM0000811



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique du phospho-site détectant les kinases de la famille SRC au niveau de la boucle d'activation conservée Y416 (humain, réagit de manière croisée avec le rat). Validé pour le western blot et l'ELISA, soutenant la recherche sur la transduction du signal et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-SRC Family-Y416 Lapin mAb
Remarques/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2534/3055/3932/4067/6714/7525
ID de Gène	2534/3055/3932/4067/6714/7525
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y416 de la famille SRC humaine (NP_005408.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace