

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Src-Y529 Pour Wb Et Elisa - P12931

Numéro d'article: CM0000793



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Src phosphorylée sur la tyrosine 529 pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cancer, l'adhésion cellulaire et la résorption osseuse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin Phospho-Src-Y529                                                              |
| Remarques/Alias    | ASV ; SRC1 ; THC6 ; c-SRC ; p60-Src ; Phospho-Src-Y529                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 6714                                                                                       |
| GeneID             | 6714                                                                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y529 de la Src humaine. |
| Source             | Lapin                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps phosphorylés                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                     |
| SWISS              | P12931                                                                                     |
| Poids protéique    | 60 kDa                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                               |