

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Srf (Ser103) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Numéro d'article: CM0001024



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au Ser103 phosphorylé de la SRF humaine. Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la transcription médiée par la SRF et la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SRF-S103 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCM1; Phospho-SRF-S103
Espèce	Humain
ID de gène	6722
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S103 de la SRF humaine (NP_003122.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11831
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace