


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Stat1 (S727) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0001317



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant STAT1 phosphorylé sur Ser727. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation IFN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin Phospho-STAT1-S727
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6772
GeneID	6772
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S727 du STAT1 humain (P42224)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace