

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat1 (S727) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0001952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le phospho-STAT1 (Ser727). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le STAT1 humain, murin, de rat. Idéal pour les études de signalisation de l'interféron et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Phospho-STAT1-S727
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6772
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour de S727 du STAT1 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace