

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat1 (Ser727) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0001757



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAT1 phosphorylé (Ser727) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire attendu 87 kDa. UniProt P42224.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-STAT1-S727 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6772
ID de Gène	6772
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du S727 de STAT1 humain (NP_009330.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la Protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace