


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat1 (Y701) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0000961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-STAT1 (Y701) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Détecte la STAT1 phosphorylée, un facteur de transcription clé dans les voies de signalisation des interférons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT1-Y701 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6772
GeneID	6772
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y701 de STAT1 humaine (NP_009330.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace