

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat2 (Tyr690) Pour Wb Et Elisa - P52630

Numéro d'article: CM0001620



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre STAT2 (Tyr690) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains et de rat ; détecte une bande à 98 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des interférons de type I et antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-STAT2-Y690
Remarques/Alias	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6773
GeneID	6773
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y690 de STAT2 humain (NP_005410.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P52630
Poids protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace