

Anti-Phospho-Stat3-S727 Lapin Mab - P40763

Numéro d'article: CM0000868



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-STAT3 phosphorylé (S727) validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Détecte STAT3 humain, murin, rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation JAK/STAT, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-Phospho-STAT3-S727 Lapin mAb
Remarques/Alias	APRF ; HIES ; ADMIO ; ADMIO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de S727 de STAT3 humain (NP_644805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids protéique	88 kDa/83 kDa
Expédition	Sac de glace