


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Stat5-Y694 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Numéro d'article: CM0001405



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-STAT5-Y694 détecte la STAT5A/B humaine phosphorylée sur Y694. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Pour étudier l'activation de la voie JAK/STAT et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-STAT5-Y694
Remarques/Alias	MGF ; STAT5 ; stat5a/stat5b ; Phospho-STAT5-Y694
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y694 de la STAT5 humaine (NP_001275647.1/NP_036580.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42229/P51692
Poids moléculaire de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace