


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat5-Y694 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Numéro d'article: CM0001026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-STAT5-Y694 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Détecte STAT5A/STAT5B phosphorylé au niveau du résidu Y694, clé pour la signalisation cytokinique et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT5-Y694 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MGF ; STAT5 ; stat5a/stat5b ; Phospho-STAT5-Y694
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y694 de STAT5 humain (NP_003143.2/NP_036580.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42229/P51692
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac à glace