


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stat5A (S780) Pour Wb - P42229

Numéro d'article: CM0000630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-STAT5A (S780) validé pour Western blot sur échantillons humains. Détecte la forme activée de STAT5A, un facteur de transcription clé de la signalisation par les cytokines et de la lactation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STAT5A-S780 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6776
Identifiant du gène	6776
Immunogène	Peptide synthétique phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de la position S780 de STAT5A humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42229
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace