

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Phospho-Stathmin 1 (S25) Pour Wb, Elisa - P16949

Numéro d'article: CM0001203

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Stathmin 1 (S25) pour WB et ELISA, reconnaissant l'humain et le rat. Convient pour l'étude de la dynamique des microtubules, de la régulation du cycle cellulaire et de la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Stathmin 1-S25 mAb Lapin
Remarques/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3925
GeneID	3925
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du S25 de la Stathmin 1 humaine (NP_005554.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P16949
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace