

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stathmine 1 (Ser25) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Numéro d'article: CM0001090

Introduction

Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin détecte la phospho-stathmine 1 endogène (Ser25) dans des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant la recherche en cancérologie et neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Stathmine 1-S25 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmine 1-S25
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3925
ID de gène	3925
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S25 de la stathmine 1 humaine (NP_005554.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16949
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace