

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Sting1 (Ps366) Pour Wb, Elisa - Q86Wv6

Numéro d'article: CM0001989



Introduction

Le phospho-STING/TMEM173-S366 anticorps monoclonal de lapin détecte la protéine STING1 endogène lorsqu'elle est phosphorylée au niveau du Ser366. Adapté pour le WB et l'ELISA, cet anticorps est un outil essentiel pour l'étude de la signalisation immunitaire innée, de la voie cGAS-STING et des interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	340061
Identifiant du gène	340061
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S366 de STING1 humain (NP_938023.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86WV6
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace