


Lapin Pab Anti-Phospho-Stk11-T189 Pour Wb - Q15831

Numéro d'article: CM0001659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la phosphorylation au T189 de la STK11 humaine (LKB1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la signalisation AMPK, la suppression tumorale et la polarité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STK11-T189 Lapin pAb
Remarques/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-T189
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6794
ID de gène	6794
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T189 de la STK11 humaine (NP_000446.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15831
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace